

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf530 Para Wb, Elisa - Q6P9A1

Número de artículo: CM0024661

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ZNF530 humana, un probable regulador transcripcional. Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF530
Observaciones/Alias	ZNF530
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	348327
ID del Gen	348327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la ZNF530 humana (NP_065931.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P9A1
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo