

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf563 Para Wb Y Elisa - Q8Ta94

Número de artículo: CM0019279

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF563 para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Validado para las especies humana, de ratón y rata. Objetivo: proteína de dedo de zinc 563, un factor de transcripción predicho. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF563 Rabbit pAb
Notas/Alias	ZNF563
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	147837
ID del Gen	147837
Inmunógeno	Péptido Sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la ZNF563 humana (NP_660319.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TA94
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo