

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf574 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Zn55

Número de artículo: CM0014495

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF574, una proteína de dedo de zinc implicada en la vigilancia del ensamblaje del ribosoma. Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF574 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FP972; ZNF574
Especie	Humano
GenelD (humano)	64763
GenelD	64763
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-310 del ZNF574 humano (NP_073589.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZN55
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo