

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf582 Para Wb, Elisa - Q96Ng8

Número de artículo: CM0015036

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF582 para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Dirige contra la proteína de dedo de zinc nuclear de ~60kDa probablemente involucrada en la regulación transcripcional, adecuada para estudios de expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF582 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF582
Especie	Humano
GeneID (Humano)	147948
GeneID	147948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-180 de ZNF582 humano (NP_653291.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q96NG8
Peso molecular de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo