

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf587 Para Wb, Elisa - Q96Sq5

Número de artículo: CM0023444

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana ZNF587, un regulador transcripcional con dedos de zinc. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra ZNF587
Observaciones/Alias	ZF6; ZNF587
Especie	Humano
ID del Gen	84914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-240 de la ZNF587 humana (NP_116217.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SQ5
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo