

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf598 Para Wb Y Elisa - Q86Uk7

Número de artículo: CM0018977

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZNF598, una ligasa E3 de ubiquitina en el control de calidad del ribosoma. Validado para Western blot y ELISA con muestras humanas. Ideal para estudios de regulación de la traducción e infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF598
Observaciones/Alias	HEL2; ZNF598
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	90850
ID del Gen	90850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-420 de ZNF598 humano (NP_835461.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86UK7
Peso Molecular de la Proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo