

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf620 Para Wb Y Elisa - Q6Zng0

Número de artículo: CM0019701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF620 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Peso molecular predicho ~49 kDa. Adecuado para estudios de factores de transcripción nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF620
Observaciones/Alias	ZNF620
Especie	Humano
GenelD (Humano)	253639
GenelD	253639
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de ZNF620 humano (NP_001243096.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q6ZNG0
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo