

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf621 Para Wb, Elisa - Q6Zss3

Número de artículo: CM0013816

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF621 humano, un regulador de la transcripción con dedos de zinc. Validado para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Adecuado para estudios de expresión génica e interacción proteica. - Q6ZSS3

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF621 pAb de conejo
Observaciones/Alías	ZNF621
Especie	Humano
GeneID (humano)	285268
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-150 de ZNF621 humano (NP_940886.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6ZSS3
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo