

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf645 Para Wb - Q8N7E2

Número de artículo: CM0019273

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF645 humano (ligasa E3 de ubiquitina CBLL2), validado para WB y ELISA. Detecta proteínas de ratón y rata. Esencial para estudios sobre ligasas de ubiquitina y la biología testicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF645 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CT138, HAKAIL, ZNF645
Especie	Humano
GeneID (humano)	158506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 346-425 de ZNF645 humano (NP_689790.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8N7E2
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo