

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf652 Para Wb, Elisa - Q9Y2D9

Número de artículo: CM0022935

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF652 humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de aproximadamente 70 kDa. Ideal para estudios de represión de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF652 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF652
Especie	Humano
ID del gen (humano)	22834
ID del gen	22834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-74 de ZNF652 humano (NP_055712.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2D9
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo