

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf652 Para Wb Y Elisa - Q9Y2D9

Número de artículo: CM0023648

Introducción

CamelBio suministra este anticuerpo policlonal de conejo anti-ZNF652, validado para WB y ELISA, dirigido al represor de transcripción ZNF652 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de regulación génica y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF652 pAb de Conejo
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	22834
ID del Gen	22834
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-74 de ZNF652 humano (NP_055712.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2D9
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo