

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf677 Para Wb Y Elisa - Q86Xu0

Número de artículo: CM0021594

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF677 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la detección de proteínas nucleares y la investigación de la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ZNF677 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF677
Especie	Humano
GeneID (humano)	342926
GeneID	342926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de ZNF677 humano (NP_872415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q86XU0
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo