

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf677 Para Wb, Elisa - Q86Xu0

Número de artículo: CM0024315

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF677 humano (68 kDa) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación transcripcional y proteínas nucleares de unión al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF677 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNF677
Especie	Humano
GeneID (Humano)	342926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de ZNF677 humano (NP_872415.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86XU0
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo