

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf683 Para Wb, Elisa - Q8Iz20

Número de artículo: CM0027090

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ZNF683 (Hobit) humana para Western blot y ELISA. Peso molecular predicho: 57 kDa. Adecuado para estudiar la biología de los linfocitos residentes en tejidos y la retención de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF683 Rabbit pAb
Notas/Alias	Hobit, ZNF683
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	257101
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-524 de la ZNF683 humana (NP_001294854.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8Iz20
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo