

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf70 Para Wb, Elisa - Q9Uc06

Número de artículo: CM0016268

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la ZNF70 humana, validado para WB y ELISA. Detecta ZNF70 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigar la regulación transcripcional y las proteínas de dedo de zinc localizadas en el núcleo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF70 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Cos17, ZNF70
Especie	Humano
GeneID (humano)	7621
GeneID	7621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la ZNF70 humana (NP_068735.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UC06
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo