

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf711 Para Wb, Elisa - Q9Y462

Número de artículo: CM0020804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF711, validado para WB y ELISA. Dirigido contra ZNF711 humano (ZNF6, CMPX1), un regulador de la transcripción esencial para el desarrollo cerebral. Ideal para la investigación en neurociencia y el desarrollo de pruebas diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF711 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Especie	Humana
GeneID (humano)	7552
GeneID	7552
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de ZNF711 humano (NP_001317503.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y462
Peso molecular	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo