

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf75A Para Wb, Elisa - Q96N20

Número de artículo: CM0020364

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF75A validado para WB y ELISA. Reconoce ZNF75A humano, un regulador transcripcional. Para investigación en regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF75A
Observaciones/Alias	ZNF75A
Especie	Humano
GeneID (humano)	7627
GeneID	7627
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-296 de ZNF75A humano (NP_694573.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96N20
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo