

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf76 Para Wb Y Elisa - P36508

Número de artículo: CM0024059

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF76, un factor de transcripción que regula la ARN pol II/III. Validado para WB, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de expresión génica y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF76 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; proteína de dedo de zinc 76
Especie	Humano
ID del Gen	7629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 463-570 de ZNF76 humano (NP_003418.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P36508
Peso Proteico	56kDa/61kDa
Envío	Bolsa de hielo