

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf76 Para Wb, Elisa - P36508

Número de artículo: CM0022840

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción ZNF76 humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Materia prima IVD de grado de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ZNF76 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Especie	Humano
GeneID (humano)	7629
GeneID	7629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-170 de ZNF76 humano (NP_003418.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36508
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo