

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf766 Para Wb Y Elisa - Q5Hy98

Número de artículo: CM0024639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ZNF766 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína de dedo de zinc nuclear de 55kDa implicada en la regulación transcripcional. Ideal para investigación de expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZNF766
Observaciones/Alias	ZNF766
Especie	Humano
GeneID (Humano)	90321
GeneID	90321
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-190 de ZNF766 humano (NP_001010851.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5HY98
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo