

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf768 Para Wb, Elisa - Q9H5H4

Número de artículo: CM0023356

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZNF768 humano, apto para Western blot y ELISA. Detecta ZNF768 de ratón. Ideal para estudios de unión a cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF768 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZNF768
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79724
GeneID	79724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-270 de ZNF768 humano (NP_078947.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9H5H4
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo