

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf777 Para Wb, Elisa - Q9Uld5

Número de artículo: CM0023207

Introducción

ZNF777 pAb de conejo validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para investigación sobre represión transcripcional e inhibición de la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF777 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF777
Especie	Humano
ID del Gen	27153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 532-831 de ZNF777 humano (NP_056509.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULD5
Peso Molecular de la Proteína	94kDa
Envío	Bolsa de hielo