

Anticuerpo Policlonal Anti-Znf785 Para Wb, Elisa - A8K8V0

Número de artículo: CM0030861

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ZNF785 humano, reactivo con humano y ratón, para aplicaciones de WB y ELISA. Validado para uso en investigación en estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZNF785 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF688; ZNF785
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	146540
ID de Gen	146540
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-405 de ZNF785 humano (NP_689671.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	A8K8V0
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo