


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zo-1 Para If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07157

Número de artículo: CM0011398



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ZO-1 para IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconoce ZO-1 humano, de ratón y de rata (Q07157). Esencial para la investigación de uniones estrechas y estudios de barreras epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZO-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ZO-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7082
GeneID	7082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 del ZO-1 humano (NP_009093.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07157
Peso Proteico	195kDa
Envío	Bolsa de hielo