


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zo-1 Para Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Número de artículo: CM0005134



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la proteína de uniones estrechas ZO-1 de ratón. Validado para WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA; reacción cruzada con humano, ratón y rata. ~195 kDa. Adecuado para el estudio de la biología de las uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZO-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ZO1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7082
GeneID (Ratón)	21872
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1525-1621 de ZO-1 de ratón (NP_033412.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P39447
Peso de la proteína	195 kDa
Envío	Bolsa de hielo