


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zo-1 Para Wb, If-P, Elisa - Q07157

Número de artículo: CM0017315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ZO-1 (Proteína 1 de unión estrecha). Validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia en parafina y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ZO-1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZO-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7082
ID de Gen	7082
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-273 del ZO-1 humano (NP_003248.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07157
Peso Proteico	195kDa
Envío	Bolsa de hielo