

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zp1 Para Wb Y Elisa - P60852

Número de artículo: CM0013989

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZP1 humana (proteína 1 de unión al espermatozoide de la zona pelúcida), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de fertilidad y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ZP1
Observaciones/Alias	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	22917
ID del gen	22917
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60852
Peso molecular de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo