

Anticuerpo Policlonal Anti-Zp2 Para Wb - Q05996

Número de artículo: CM0014475



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-ZP2 generado en conejo, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ZP2 humano, de ratón y de rata. Utilizar para estudios de zona pelúcida del ovocito y fertilización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Especie	Humano
ID del Gen	7783
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 651-745 de ZP2 humano (NP_003451.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05996
Peso Molecular de la Proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo