

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zpbp Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bs86

Número de artículo: CM0022453

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ZPBP humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adecuado para detectar ZPBP en muestras humanas, de ratón y rata. Participa en la compactación del acrosoma y la interacción entre espermatozoide y ovocito.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ZPBP
Notas/Alias	ZPBP1; SPGF66; ZPBP
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	11055
ID del gen	11055
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-200 de ZPBP humana (NP_008940.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BS86
Peso molecular de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo