

Anticuerpo Policlonal Anti-Zranb3 Para Wb Y Elisa - Q5Fwf4

Número de artículo: CM0027651



Introducción

ZRANB3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Actúa sobre la helicasa de anclaje de ADN y la endonucleasa ZRANB3 para investigación de estrés de replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZRANB3 Rabbit pAb
Notas / Alias	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
Especie	Humano
GeneID (humano)	84083
GeneID	84083
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 818-1077 de ZRANB3 humana (NP_001273497.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5FWF4
Peso Molecular	123kDa
Envío	Bolsa de hielo