

Anticuerpo Policlonal Anti-Zscan1 Para Wb Y Elisa - Q8Nbb4

Número de artículo: CM0021802

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZSCAN1 humano (también conocido como MZF-1, ZNF915). Validado para western blot y ELISA, reconoce un factor de transcripción nuclear de ~45 kDa. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZSCAN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
Especie	Humano
GeneID	284312
Inmunógeno	Péptido Sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de ZSCAN1 humano (NP_872378.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NBB4
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo