

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zscan21 Para Wb Y Elisa - Q9Y5A6

Número de artículo: CM0019076

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZSCAN21 humano (ZNF38, Zipro1), validado en WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre regulación génica y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZSCAN21 pAb de conejo
Observaciones/alias	ZNF38; Zipro1; NY-REN-21; ZSCAN21
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7589
ID del gen	7589
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-280 de ZSCAN21 humano (NP_666019.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5A6
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo