

Anticuerpo Policlonal Anti-Zwint De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - O95229

Número de artículo: CM0030543



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZWINT humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta la subunidad ZWINT del complejo KNL1 del cinetocoro externo, esencial para la segregación cromosómica. Ideal para estudios de mitosis y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ZWINT Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11130
GeneID	11130
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-277 de ZWINT humano (NP_008988.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95229
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo