

Anticuerpo Monoclonal Anti-Zyxin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Número de artículo: CM0006641

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Zyxin humana (Q15942), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína endógena de 61 kDa. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la adhesión celular y las adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Zyxin
Observaciones/Alias	ESP-2; HED-2; Zyxin
Especie	Humana
GeneID (humano)	7791
GeneID	7791
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de la Zyxin humana (Q15942).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q15942
Peso molecular de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo