

Anticuerpo Policlonal Anti-Zyxin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15942

Número de artículo: CM0022358

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Zyxin humana (ESP-2, HED-2), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de adhesiones focales y del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Zyxin
Observaciones/alias	ESP-2, HED-2, Zyxin
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7791
ID del gen	7791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-572 de la Zyxin humana (NP_003452.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q15942
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo