


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zzz3 Para Wb, Elisa - Q8Iyh5

Número de artículo: CM0012894



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZZZ3 humano (ATAC1) para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Es útil para estudiar la acetilación de histonas y la función del complejo ATAC en la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZZZ3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATAC1; ZZZ3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	26009
ID del gen	26009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ZZZ3 humano (Q8IYH5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q8IYH5
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo