


Antxr1 Conejo Pab Para Wb Y Elisa - Q9H6X2

Número de artículo: CM0029550



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ANT XR1 validado para WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón. Dirigido al receptor 1 de la toxina del ántrax/TEM8, una proteína de adhesión y migración celular. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANTXR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATR; GAPO; TEM8; ANT XR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84168
GeneID	84168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 84-333 de ANT XR1 humano (NP_060623.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H6X2
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo