


Anticuerpo Policlonal De Conejo Antxr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58335

Número de artículo: CM0025863



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ANT XR2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al receptor 2 de la toxina del ántrax (CMG2), adecuado para estudiar la patogénesis del ántrax y las interacciones con la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANT XR2
Observaciones/Alias	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANT XR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	118429
ID del Gen	118429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-300 de ANT XR2 humano (NP_001139266.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58335
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo