


Anticuerpo Policlonal De Conejo Aoc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19801

Número de artículo: CM0029314



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra AOC1 humano (diamina oxidasa/histaminasa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de alergias, respuesta inmune y metabolismo de aminas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AOC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
Especie	Humano
GeneID	26 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de AOC1 humano (NP_001082.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19801
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo