


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ap2B1 Para Wb Y Elisa - P63010

Número de artículo: CM0007354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AP2B1 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad beta del complejo adaptador de clatrina AP-2, involucrado en la endocitosis. Ideal para investigación sobre tráfico de vesículas y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP2B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, subunidad beta del complejo AP-2
Especie	Humano
ID del gen	163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 752-951 de la AP2B1 humana (NP_001025177.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63010
Peso de la proteína	98kDa/104kDa/105kDa
Envío	Bolsa de hielo