


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ap2B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Número de artículo: CM0022064



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AP2B1 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Se dirige a la subunidad beta del complejo AP-2, implicada en la endocitosis mediada por clatrina. Ideal para investigaciones en neurociencia y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP2B1 pAb de conejo
Observaciones/alias	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	163
GeneID	163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 752-951 de AP2B1 humano (NP_001025177.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63010
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo