


Apaf1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - O14727

Número de artículo: CM0018635



Introducción

APAF1 Rabbit pAb (O14727) es un anticuerpo policlonal para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta APAF1 humano, de ratón y de rata, una proteína citoplasmática que media la activación dependiente de citocromo c de la caspasa-9 y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CED4; APAF-1; APAF1
Especie	Humano
GenelD (humano)	317
GenelD	317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-600 del APAF1 humano (NP_863651.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14727
Peso Proteico	38-142 kDa
Envío	Bolsa de hielo