

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Cd141/Trombomodulina Para Citometría De Flujo - P07204

Número de artículo: CM0005395

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD141/Trombomodulina humana, validado para citometría de flujo. El inmunógeno cubre el dominio extracelular (aa 19-515). Adecuado para investigación de células endoteliales y coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC de conejo anti-CD141/Trombomodulina Humana
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humana
GeneID (humano)	7056
GeneID	7056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo