

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd158A/Kir2DL1 Conjugado Con Apc Para Fc - P43626

Número de artículo: CM0010467



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD158a/KIR2DL1 humano. Diseñado para el análisis mediante citometría de flujo de la expresión y función de los receptores inhibidores de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD158a/KIR2DL1 humano conjugado con APC
Observaciones/alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3802
ID del gen	3802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso molecular de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo