

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Cd25 Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0004618

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra CD25 de ratón (IL-2R α , p55). Validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de células T reguladoras y tolerancia inmune en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
Notas/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	3559
GenelD	16184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 de CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo