


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd66B Conjugado Con Apc Para Citometría De Flujo - P31997

Número de artículo: CM0005866



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra el CD66b humano (CEACAM8, NCA-95). El anticuerpo reconoce el antígeno CD66b, una molécula de adhesión celular en los neutrófilos. Se suministra como un conjugado de APC para la detección directa en aplicaciones de citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Humano CD66b mAb
Observaciones/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-319 del CD66b humano (NP_001807.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo