

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-F4/80 Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0009126

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido al antígeno F4/80 de ratón. Validado para aplicaciones de citometría de flujo, adecuado para la detección de macrófagos en muestras murinas. Swiss-Prot Q61549.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Ratón F4/80 mAb
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2015
GeneID	13733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-644 del F4/80 de ratón (NP_034260.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo