

Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Cd101/Igsf2 Humano Para Citometría De Flujo - Q93033

Número de artículo: CM0011465

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD101 humano (IGSF2, V7, EWI-101). Diseñado para citometría de flujo, detecta CD101 humano, un inhibidor de la proliferación de células T expresado en células inmunitarias y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo APC anti-CD101/IGSF2 humano
Observaciones/Sinónimo	V7; IGSF2; EWI-101
Especie	Humana
GeneID (humano)	9398
GeneID	9398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 de CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q93033
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo