


Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Humano Cd156C/Adam10 Para Citometría De Flujo - O14672

Número de artículo: CM0005537



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra ADAM10 humano (CD156c). Diseñado específicamente para la detección por citometría de flujo de ADAM10, una sheddasa clave involucrada en el desprendimiento del ectodominio, la señalización Notch y la enfermedad de Alzheimer. Material bruto para IVD de grado de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal APC Conejo anti-Humano CD156c/ADAM10
Observaciones/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Especie	Humano
ID de Gen	102
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 214-672 de ADAM10 humano (NP_001101.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14672
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo