


Anticuerpo Monoclonal Apc Anti-Cd163 Humano Para Citometría De Flujo - Q86Vb7

Número de artículo: CM0010996



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con APC dirigido al receptor recolector CD163 (M130) humano. Validado para la detección de monocitos y macrófagos por citometría de flujo. Ideal para estudios de inmunofenotipado, inflamación y activación de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APC anticuerpo monoclonal anti-CD163 humano de ratón
Observaciones/Alias	M130; MM130; SCAR11
Especie	Humano
ID del gen	9332
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD163 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso de la proteína	125kDa
Envío	Bolsa de hielo